




SafeGrip® NX & NitriSoft®

Akzelerator-frei



Jetzt ab
€ 23,63 je 100 St.

- **Frei von Akzeleratoren**
Ohne Thiurame, Thiazole oder Carbamate, das schont Ihre Haut.
- **Extra Länge** bietet Ihnen optimalen Schutz.
Diese Handschuhe reichen bis über den Ärmelbund des Labormantels.
- **Geprüft** nach EN 455-1, EN 455-2, EN 374-2, EN 374-1, Produktion & Vertrieb zertifiziert nach ISO 9001:2015 EN 374-4, EN 374-5, EN 21420:2020
- Für **Lebensmittelkontakt** geeignet
- **Sicherer Schutz** vor Ethidiumbromid
- **Griffsicher** dank komplett angerauter Oberfläche

SafeGrip® NX, Material: Nitril, Länge 32 cm, 0,14 mm stark, AQL 0.65		
Größe	Farbe Blau	10 x 100 St. = 1.000 St. / Karton
X-Small	46 NX10XS-K	ab 1 Karton: € 385,00
Small	46 NX20S-K	ab 4 Karton: € 308,00 (20 % Rabatt)
Medium	46 NX30M-K	ab 6 Karton: € 298,38 (22,5 % Rabatt)
Large	46 NX40L-K	ab 8 Karton: € 288,75 (25 % Rabatt)
X-Large	46 NX50XL-K	
XX-Large	46 NX50XL-K	

NitriSoft®, Material: Nitril, Länge 30 cm, 0,11 mm stark, AQL 0.65			
Größe	Farbe Violett	Farbe Weiß	10 x 100 St. = 1.000 St. / Karton
X-Small	51 NSX1XS-V-K	51 NST2S-W-K	ab 1 Karton: € 315,00
Small	51 NSX2S-V-K	51 NST3M-W-K	ab 4 Karton: € 252,00 (20 % Rabatt)
Medium	51 NSX3M-V-K	51 NST4L-W-K	ab 6 Karton: € 244,13 (22,5 % Rabatt)
Large	51 NSX4L-V-K	51 NST5XL-W-K	ab 8 Karton: € 236,25 (25 % Rabatt)
X-Large	51 NSX5XL-V-K		

Die Staffelpreise gelten auch bei gemischten Größen innerhalb einer Artikelnummer.
Für größere Mengen und Jahresabrufe erstellen wir Ihnen gerne ein persönliches Angebot.

SafeGrip® & NitriSoft®



Akzelerator-frei

Jetzt ab
€ 16,45 je 100 St.

- **Frei** von Akzeleratoren
Ohne Thiurame, Thiazole oder Carbamate, das schont Ihre Haut.
- **Geprüft** nach EN 455-1, EN 455-2, EN 374-2, EN 374-1, EN 374-4, EN 374-5, EN 21420:2020
- Produktion & Vertrieb zertifiziert nach ISO 9001:2015
- **Sicherer Schutz** vor Ethidiumbromid
- Puderfrei & proteinfrei gemäß TRGS 540
- Exzellente Paßform - ermüdungsfreies Arbeiten
- Griffsicher
- Für **Lebensmittelkontakt** geeignet

SafeGrip®, Material: Nitril, Länge 25 cm, 0,12 mm stark, AQL 0.65				
Größe	Farbe Blau	Farbe Flieder	Farbe Weiß	10 x 100 St. = 1.000 St. / Karton
X-Small		46 N10XS-FL-K		ab 1 Karton: € 235,00
Small	46 N200S-K	46 N20S-FL-K	46 N20S-W-K	ab 4 Karton: € 188,00 (20 % Rabatt)
Medium	46 N300M-K	46 N30M-FL-K	46 N30M-W-K	ab 6 Karton: € 176,25 (25 % Rabatt)
Large	46 N400L-K	46 N40L-FL-K	46 N40L-W-K	ab 8 Karton: € 164,50 (30 % Rabatt)
X-Large	46 N500XL-K	46 N50XL-FL-K		

NitriSoft®, Material: Nitril, Länge 25 cm, 0,11 mm stark, AQL 0.65		
Größe	Farbe Violett	10 x 100 St. = 1.000 St. / Karton
Small	51 NS20S-V-K	ab 1 Karton: € 235,00
Medium	51 NS30M-V-K	ab 4 Karton: € 188,00 (20 % Rabatt)
Large	51 NS40L-V-K	ab 6 Karton: € 176,25 (25 % Rabatt)
		ab 8 Karton: € 164,50 (30 % Rabatt)

NitriSense® X



Jetzt ab
€ 4,90 je 100 St.

- **Doppelte Menge:** 10 x 200 St. / Karton
- **Geprüft** nach EN 455-1, EN 455-2, EN 374-2, EN 374-1, EN 374-4, EN 374-5, EN 21420:2020
- Produktion & Vertrieb zertifiziert nach ISO 9001:2015
- Für **Lebensmittelkontakt** geeignet
- Gefühlvoll, reißfest & besonders günstig

NitriSense®, Material: Nitril, Länge 24,5 cm, 0,06 mm stark, AQL 0.65		
Größe	Farbe Indigo	10 x 200 St. = 2.000 St. / Karton
Small	51 NEX20-S-K	ab 1 Karton: € 140,00
Medium	51 NEX30-M-K	ab 4 Karton: € 112,00 (20 % Rabatt)
Large	51 NEX40-L-K	ab 6 Karton: € 105,00 (25 % Rabatt)
X-Large	51 NEX50-XL-K	ab 8 Karton: € 98,00 (30 % Rabatt)

Latexhandschuhe



Jetzt ab
€ 3,57 je 100 St.

- **Geprüft** u.a. nach EN 455-1, EN 455-2, EN 374-1, EN 374-4, EN 374-5, Vertrieb zertifiziert nach ISO 9001:2015
- Für **Lebensmittelkontakt** geeignet
- Exzellente Passform und gutes Tastempfinden
- Proteinarm, pudersfrei & voll strukturiert

Latex comfort powder-free, Material: Naturlatex, Länge 24 cm, 0,10 mm stark, AQL 1.5, innen chloriert = reduzierter Gehalt an allergenen Proteinen und chemischen Rückständen		
Größe	Latex	10 x 100 St. = 1.000 St. / Karton
Small	46 LMC2-S	ab 1 Karton: € 42,00
Medium	46 LMC3-M	ab 4 Karton: € 39,90 (5 % Rabatt)
Large	46 LMC4-L	ab 6 Karton: € 37,80 (10 % Rabatt)
		ab 8 Karton: € 35,70 (15 % Rabatt)

Latex dermagel coated, Material: Naturlatex, Länge 24 cm, 0,09 mm stark, AQL 1.5, innen polymerbeschichtet = leicht anzuziehen		
Größe	Latex	10 x 100 St. = 1.000 St. / Karton
Small	46 LMD2-S	ab 1 Karton: € 45,00
Medium	46 LMD3-M	ab 4 Karton: € 42,75 (5 % Rabatt)
Large	46 LMD4-L	ab 6 Karton: € 40,50 (10 % Rabatt)
		ab 8 Karton: € 38,25 (15 % Rabatt)

Handbalsam Ingwer-Limette, 50 ml

Diese spezielle Handcreme von SLG mit frischem Ingwer-Limetten-Duft pflegt Ihre Hände, zieht schnell in die Haut ein und spendet Feuchtigkeit und Energie.

- Erleichtert das Anziehen von Handschuhen
- Schützt und pflegt beanspruchte Hände
- Hinterlässt keinen Fettfilm
- Ideal für Hände, die durch häufiges Tragen von Laborhandschuhen empfindlich sind.

Art.-Nr.	ab 1 Tube	ab 5 Tuben
33 INGLI-50	€ 5,00	€ 4,50 (10 % Rabatt)

