

## EU-Konformitätserklärung

SafeGrip®  
NitriSoft®  
NitriSense®X  
Hi Yield®  
Nanoject®  
Nichipet

Der Hersteller:

Süd-Laborbedarf GmbH  
Starnberger Strasse 22  
82131 Gauting

erklärt, dass die Persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie III

### Laborhandschuh NitriSoft® Nitril

puderfrei, nicht steril, Länge 25 cm, 30 cm

Farben: violett, weiß

Artikel-Nummer: 51 NS10XS-V-K, 51 NS20S-V-K, 51 NS30M-V-K, 51 NS40L-V-K, 51 NS50XL-V-K, 51 NSX1XS-V-K, 51 NSX2S-V-K, 51 NSX3M-V-K, 51 NSX4L-V-K, 51 NSX5XL-V-K, 51 NST1XS-W-K, 51 NST2S-W-K, 51 NST3M-W-K, 51 NST4L-W-K, 51 NST5XL-W-K

den grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 in der derzeitigen Fassung entspricht.

Die Anforderungen folgender harmonisierter Normen wurden erfüllt:

- EN ISO 21420:2020:
- EN ISO 374-1:2016+A1:2018
- EN ISO 374-5:2016

Tabelle EN 374

Prüfchemikalie	Level	Degradation
Natriumhydroxid 40 % (K)	6	16,8 %
Wasserstoffperoxid 30 % (P)	1	61,4 %
Formaldehyd 37 % (T)	4	13,5 %

EN ISO 374-5:2016	Level
Schutz vor Bakterien und Pilzen	Pass
Schutz vor Viren	Pass

Süd-Laborbedarf GmbH · Starnberger Str. 22 · 82131 Gauting

Qualitäts-Management  
nach ISO 9001 : 2015 

Die notifizierte Stelle

SATRA Technology Europe Limited, Kennnummer 2777

hat die Baumusterprüfung nach EU Modul B und die Produktionsüberwachung nach Modul D gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 durchgeführt.

Zertifikatnummer der Baumusterprüfung: 2777/26058-02/E00-00

SafeGrip®  
NitriSoft®  
NitriSense®X  
Hi Yield®  
Nanoject®  
Nichipet

Die PSA unterliegt folgendem Konformitätsbewertungsverfahren:


Modul D – Konformität mit dem Baumuster auf der Grundlage einer Qualitätssicherung bezogen auf den Produktionsprozess gemäß Anhang VIII

unter Überwachung der notifizierten Stelle

SGS FIMKO OY, Kennnummer 0598

Ausstellungsdatum: 26.11.2024

Gauting, den 27.11.2024



Henrike Leppla  
Geschäftsführerin