

EU-Konformitätserklärung

Der Hersteller:

Süd-Laborbedarf GmbH
Starnberger Strasse 22
82131 Gauting

erklärt, dass die Persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie III

Laborhandschuh SafeGrip® Nitril

pudermfrei, nicht steril, Länge 25 cm

Farben: blau, violett, weiß

Artikel-Nummer: 46 N100XS-K, 46 N200S-K, 36 N300M-K, 46 N400L-K, 46 N500XL-K, 46 N10XS-FL-K,
46 N20S-FL-K, 46 N30M-FL-K, 46 N40L-FL-K, 46 N50XL-FL-K, 46 N10XS-W-K, 46 N20S-W-K,
46 N30M-W-K, 46 N40L-W-K, 46 N50XL-W-K

den grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 in
der derzeitigen Fassung entspricht.

Die Anforderungen folgender harmonisierter Normen wurden erfüllt:

- EN ISO 21420:2020:
- EN ISO 374-1:2016+A1:2018
- EN ISO 374-5:2016

Tabelle EN 374

| Prüfchemikalie | Level | Degradation |
|-----------------------------|-------|-------------|
| Natriumhydroxid 40 % (K) | 6 | - 13,6 % |
| Wasserstoffperoxid 30 % (P) | 1 | 27,6 % |
| Formaldehyd 37 % (T) | 6 | 7,5 % |

| EN ISO 374-5:2016 | Level |
|---------------------------------|-------|
| Schutz vor Bakterien und Pilzen | Pass |
| Schutz vor Viren | Pass |

Die notifizierte Stelle

SATRA Technology Europe Limited, Kennnummer 2777

hat die Baumusterprüfung nach EU Modul B und die Produktionsüberwachung nach Modul D gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 durchgeführt.

Zertifikatnummer der Baumusterprüfung: 2777/26059-02/E00-00

SafeGrip®
NitriSoft®
NitriSense®X
Hi Yield®
Nanoject®
Nichipet

Die PSA unterliegt folgendem Konformitätsbewertungsverfahren:


Modul D – Konformität mit dem Baumuster auf der Grundlage einer Qualitätssicherung bezogen auf den Produktionsprozess gemäß Anhang VIII

unter Überwachung der notifizierten Stelle

SGS FIMKO OY, Kennnummer 0598

Ausstellungsdatum: 26.11.2024

Gauting, den 27.11.2024



Henrike Leppla
Geschäftsführerin