




DNA Leitern Ready-to-use

Präzise qualitative Größenbestimmung von doppelsträngiger DNA

Die entstehenden Fragmente eignen sich hervorragend als Größenmarker zur qualitativen und quantitativen Analyse von dsDNA bei Agarose-Gel Elektrophorese. Jede Leiter besitzt zudem zwei Referenzbanden mit erhöhter Intensität.

Bei Lagerung bei +25 °C 6 Monate, bei +4 °C 12 Monate und bei -20 °C 24 Monate haltbar.

DNA-Leiter	30 LDM001	30 LDM003	30 LDM010	30 LDM011	30 LDM012	30 LDM013
	DNA Mass (ng / 5 µl) Base Pairs 1.7 % TAE agarose gel	DNA Mass (ng / 5 µl) Base Pairs 1.5 % TAE agarose gel	DNA Mass (ng / 5 µl) Base Pairs 1 % TAE agarose gel	DNA Mass (ng / 5 µl) Base Pairs 1.5 % TAE agarose gel	DNA Mass (ng / 5 µl) Base Pairs 2 % TAE agarose gel	DNA Mass (ng / 5 µl) Base Pairs 0.7 % TAE agarose gel
Größenbereich	100 bp-1500 bp	100 bp-3000 bp	250-10000 bp	100-10000 bp	50-1500 bp	250-25000 bp
Bandenzahl	11	12	13	19	17	14
Konzentration	50 µg/500 µl	54 µg/500 µl	50 µg/500 µl	86 µg/500 µl	56 µg/500 µl	52 µg/500 µl
Farbstoff	Orange G & Xylenecyanol FF	Orange G & Xylenecyanol FF	Bromphenolblau & Xylenecyanol FF	Orange G, Xylenecyanol FF & Bromphenol Blau	Orange G	Bromphenol Blau & Xylenecyanol FF



Art.-Nr.	Beschreibung	Preis	
30 LDM001	DNA Leiter Ready-to-Use 100 bp-1500 bp 50 µg/500 µl [Grün]	€ 38,80	
30 LDM003	DNA Leiter Ready-to-Use 100 bp-3000 bp 54 µg/500 µl [Gelb]	€ 38,80	ab Menge 5: 20% Rabatt
30 LDM010	DNA Leiter Ready-to-Use 250-10000 bp 50 µg/500 µl [Blau]	€ 38,80	
30 LDM011	DNA Leiter Ready-to-Use 100-10000 bp 86µg/500ul [Orange]	€ 40,80	
30 LDM012	DNA Leiter Ready-to-Use 50-1500 bp 56µg/500ul [Rot]	€ 40,80	ab Menge 30: 30 % Rabatt
30 LDM013	DNA Leiter Ready-to-Use 250-25000 bp 52µg/500ul [Braun]	€ 40,80	